# 基础物理实验报告

# 直流平衡电桥测量电阻

| 姓     | 名: | 赵启渊            |
|-------|----|----------------|
| 学     | 院: | 工学院            |
| 学     | 号: | 2000011153     |
| 分     | 组: | 第1组7号          |
| 日     | 期: | 2022 年 4 月 6 日 |
| 指导教师: |    | 刘春玲 杨丽敏        |

学号: 2000011153

#### 实验十四

# 直流平衡电桥测量电阻

赵启渊 2000011153

### 1 数据及处理

#### 1.1 使用平衡电桥测量电阻值及电桥灵敏度

先粗测三个未知电阻。按要求电路图连接电路,在输出电压 E=4.0V 的条件下,将保护电阻调到最大,然后调平衡,然后不断减小保护电阻,调平衡,直到保护电阻为 0。测量得到下面数值

表 1: 粗测  $R_{x1}$ , $R_{x2}$ , $R_{x3}$  的阻值数据表

| 项目 | $R_{x1}/\Omega$ | $R_{x2}/\mathrm{k}\Omega$ | $R_{x3}/\mathrm{k}\Omega$ |  |
|----|-----------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 读数 | 47.3            | 0.370                     | 4.10                      |  |

表 2: 测量电阻值及电桥灵敏度 S 的数据表

| 项目 | $R_x/\Omega$ | $\frac{R_1}{R_2}$ / $R$ | $C_0/\Omega$ | $R_0'/\Omega$ | $\Delta n/$ | $R_x/\Omega$ | $\Delta R_0/\Omega$ | S/     |
|----|--------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|--------|
| 参数 | $R_{x1}$     |                         |              |               |             |              |                     | 1695.6 |
| 参数 | $R_{x2}$     | 50/500 - 37             | 10.0         | 3740.0        | 4.8         | 371.00       | 30.0                | 593.6  |
| 参数 | $R_{x3}$     | 500/500 41              | 0.00         | 4160.0        | 4.3         | 4100.0       | 60.0                | 293.83 |

下面采用对调  $R_1$ ,  $R_2$ , 先后实验的方法以尽量减小误差, 测量  $R_{x2}$  的值, 还有相关 参数

表 3: 测量电阻值及电桥灵敏度 S 的数据表

| 项目 | $R_x/\Omega$ | $\frac{R_1}{R_2}$ | $R_0/\Omega$ | $R_0'/\Omega$ | $\Delta n/$ | $R_x/\Omega$ | $\Delta R_0/\Omega$ | S/     |
|----|--------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|--------|
| 参数 | $R_{x2}$     | 500/500           | 371.2        | 372.2         | 4.0         | 371.2        | 1.0                 | 1484.8 |
| 参数 | $R_{x2}$     | 500/500           | 371.2        | 372.2         | 4.0         | 371.2        | 1.0                 | 1484.8 |

此时  $R_{x2}$  的计算如下

$$R_{x2} = \sqrt{R_0^1 * R_0^2}$$

$$R_{x2} = 371.2\Omega$$

上面的计算都有

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta R_x / R_x}$$
$$= \frac{\Delta n}{\Delta R_0 / R_0}$$

计算第二种方法的不确定度

$$\begin{split} \sigma_{R_{x2}} &= \sqrt{(\frac{\partial f}{\partial R_0^1} * \sigma_{R_0^1})^2 + (\frac{\partial f}{\partial R_0^2} * \sigma_{R_0^2})^2} \\ &= \frac{1}{2} * \frac{1}{\sqrt{R_0^1 * R_0^2}} * \sqrt{(R_0^2 * \sigma_{R_0^1})^2 + (R_0^1 * \sigma_{R_0^2})^2} \end{split}$$

又因为

$$\delta_{R_x^1} = \frac{0.2 * \Delta R_0^1}{\Delta n}$$
$$\delta_{R_x^1} = 0.050$$

 $e_1 = e_2 = 300 \times 0.1\% + 70 \times 0.1\% + 1 \times 0.5\% + 0.2 \times 2\% + 0.012 = 0.391$ 

同理

$$\delta_{R_x^2} = 0.050$$

所以有

$$\sigma_{R_0^1} = \sqrt{(\delta_{R_x^1})^2 + (\frac{e_1}{\sqrt{3}})^2}$$

$$= 0.23$$

$$\sigma_{R_0^2} = \sqrt{(\delta_{R_x^2})^2 + (\frac{e_2}{\sqrt{3}})^2}$$

$$- 3/7 -$$

学号: 2000011153

$$= 0.23$$

最后有

$$\sigma_{R_{x2}} = 0.16$$

#### 1.2 测量不同条件下的电桥灵敏度

改变实验电路的参数,分别测量这些参数下的电桥灵敏度,以探究不同条件对电桥灵敏度的影响大小, 本实验中粗测  $R_x=0.370k\Omega$ 。

表 4: 测量不同条件下的电桥灵敏度的数据表

| E / | $V = R_h/k\Omega$ | $\frac{R_1}{R_2}$  | $R_0/\Omega$ | $R_0'/\Omega$ | $\Delta n/$ | $R_x/\Omega$ | $\Delta R_0/\Omega$ | S/      |
|-----|-------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|---------|
| 4.0 |                   | $\frac{500}{500}$  | 371.3        | 372.3         | 4.2         | 371.3        | 1.0                 | 1559.46 |
| 2.0 | 0                 | $\frac{500}{500}$  | 371.1        | 373.3         | 3.8         | 371.1        | 2.0                 | 705.09  |
| 4.0 | 0                 | $\frac{500}{5000}$ | 3710.0       | 3760.0        | 4.1         | 371.00       | 50.0                | 304.22  |
| 4.0 | 3.171             | $\frac{500}{500}$  | 370.8        | 377.8         | 3.9         | 370.8        | 7.0                 | 206.59  |

上面的计算都有

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta R_x / R_x}$$
$$= \frac{\Delta n}{\Delta R_0 / R_0}$$

## 2 思考题:

1.

(1) 会加大误差

理由

$$S = \frac{S_i * E}{R_1 + R_2 + R_0 + R_x + R_g * (2 + \frac{R_1}{R_x} + \frac{R_0}{R_2})}$$

学号: 2000011153

当 E 减小时, S 随着减小, 又有关系

$$\frac{\delta_{R_x}}{R_x} = \frac{0.2}{S}$$

因此 S 减小,相对误差  $\frac{\delta_{R_x}}{R_x}$  增大,总的误差也增大。

#### (2) 不会加大误差

理由: 即使电源电压有波动,各个电桥臂电压的比值并不会改变,仍然有关系

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_0}$$

成立,此时按这个等式计算不会加大误差。

#### (3) 会加大误差

理由: 将 AB 路、AD 路、DC 路、BC 路的导线电阻抽象为  $r_{AB}$ 、 $r_{AD}$ 、 $r_{DC}$ 、 $r_{BC}$ ,那么有关系

$$\frac{R_1 + r_{AD}}{R_2 + r_{AB}} = \frac{R_x + r_{DC}}{R_0 + r_{BC}}$$

在这里  $r_{AB}$ 、 $r_{AD}$ 、 $r_{DC}$ 、 $r_{BC}$  的阻值无法控制,我们不知道这些导线电阻的值,会造成很大的误差。

#### (4) 会加大误差

理由: 在检流计没有调零的情况下测量, 检流计示数为 0 时, 电桥并不平衡, 关系

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_0}$$

不能看作成立, 此时按这个等式计算会有很大误差。

#### (5) 会加大误差

理由

$$S = \frac{S_i * E}{R_1 + R_2 + R_0 + R_x + R_g * (2 + \frac{R_1}{R_x} + \frac{R_0}{R_2})}$$

当  $S_i$  减小时, S 随着减小, 又有关系

$$\frac{\delta_{R_x}}{R_x} = \frac{0.2}{S}$$

因此 S 减小,相对误差  $\frac{\delta_{R_x}}{R_x}$  增大,总的误差也增大。

学号: 2000011153

### 3 分析与讨论

#### 3.1 分析比较电阻不确定度中各主要成分的贡献

电阻的不确定度关系有

$$\frac{\sigma_{R_x}}{R_x} = \sqrt{(\frac{\sigma_{R_0}}{R_0})^2 + (\frac{\sigma_{R_1}}{R_1})^2 + (\frac{\sigma_{R_2}}{R_2})^2 + (\frac{\delta R_x}{R_x})^2}$$

有

$$\sigma_{R_0} = \frac{e_0}{\sqrt{3}}$$

$$\sigma_{R_1} = \frac{e_1}{\sqrt{3}}$$

$$\sigma_{R_2} = \frac{e_2}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{\delta_{R_x}}{R_x} = \frac{0.2}{S}$$

从上面的分析可以看出,当  $R_0$ 、 $R_1$ 、 $R_2$  较大时,使用的电阻箱的极限误差较小,综合有  $\frac{\sigma_{R_0}}{R_0}$ 、 $\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}$ 、 $\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}$  较小。除此之外选用电桥灵敏度 S 更大的验流计能使  $\frac{\delta R_x}{R_x}$  变小,也能提高 测量的精准度。提高电桥法测电阻精度的方法:

- 1. 使用交换电桥臂法,抵消  $\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}$ 、 $\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}$  的影响。
- 2. 在选择  $R_0$  时,尽量选择能不使用电阻箱极限误差较大的挡位的阻值,这种情况下电阻箱的极限误差较小。
- 3. 在连接电路时,尽量设计电路,以提高电桥灵敏度 S 的值,比如在合理范围内增加电源电压等。
  - 4. 选用更加精密的仪器, 比如选择更加精密的检流计, 选择更加精密的电阻箱等等

#### 3.2 比较分析灵敏度测量值与理论计算值

$$S = \frac{S_i * E}{R_1 + R_2 + R_0 + R_x + R_g * (2 + \frac{R_1}{R_x} + \frac{R_0}{R_2})}$$
$$R_g = 47\Omega$$
$$S_i = 0.77 * 10^6 A_{-1}$$

从这个公式可以得到电桥灵敏度的理论值,选取实验第二步的四种情况,与测量值共同列表,得到下面表 5:

学号: 2000011153

表 5: 电桥灵敏度的理论值和测量值的数据表

| 组数 | $S_0/$       | S/      |  |
|----|--------------|---------|--|
| 1  | $1.6 * 10^3$ | 1559.46 |  |
| 2  | $8.0 * 10^2$ | 705.09  |  |
| 3  | $3.2 * 10^2$ | 304.22  |  |
| 4  | $2.1 * 10^2$ | 206.59  |  |

从表中可以看出,测量值都略小于理论计算值。主要原因可能是在读取  $\Delta n$  时,存在较大的随机误差。并且检流计本身就存在一定的系统误差,不可能将其消除。下面分析各个参数对电桥灵敏度的影响:

- 1. S 与  $S_i$ 、E 成正相关。
- 2. S与  $R_0$ 、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_x$  成负相关。
- 3. S与  $R_a$  成负相关。
- 4. 因为  $\frac{R_1}{R_x}*\frac{R_0}{R_2}=1$ ,所以比值的大小对 S 的相关性和下面对勾函数的相关性相同:

$$y = -t - \frac{1}{t}$$
 and  $t = \frac{R_1}{R_r}$ 

# 4 收获与感想

- 1. 在做电学实验时,一定要预先检查电路,避免短路,在连接过程中,保持开关打开, 在第一次合上开关时,要进行试触,避免仪器的损失,尤其是对于验流计这种精密仪器。
- 2. 选择测量方案时,往往可以通过巧妙的设计来抵消一些误差的影响。平时应该积累 类似交换电桥臂法这样的实验思路。
- 3. 平衡电桥测量电阻是一种相对简单并精确的方法,在以后的有关实验中可以作为测量参量的一种方法。

Last edited: 2022/04/11 © 赵启渊